

Issues Authenticator

Manual do Usuário

Sumário

1)Introdução	3
2)Instalar aplicativo	3
3)Menu	3
4)Realizar autenticação no aplicativo	4
5)Registrar entrada	5
6)Registrar saída	7
7)Visualizar notificações	8
8)Alterar preferências	9
9)Verificar versão do aplicativo	10

1) Introdução

O Issues Authenticator pode ser instalado em formato de aplicativo no celular dos usuários e promoverá algumas facilidades durante a estadia no laboratório. O objetivo principal do aplicativo é registrar os momentos de entrada e saída dos usuários no laboratório, mas também fornecerá avisos relacionados a condições ambientais do laboratório. O usuário do Issues Authenticator poderá também personalizar suas preferências ambientais para que receba notificações caso haja disparidade entre essas e as atuais do ambiente.


2) Instalar aplicativo

Para instalar o aplicativo, o usuário pode entrar no link deixado abaixo e realizar o download do arquivo. Após completar essa etapa, o usuário deve executar o .apk em seu dispositivo Android.

<https://github.com/ESEGroup/IssuesAuthenticatorJararaca/blob/master/APKs/issuesAuthenticator.apk>


3) Menu

O Menu, localizado no canto superior esquerdo da tela, é o ponto de acesso a todas as áreas do aplicativo. Através dele, o usuário poderá acessar a tela de “Login” para se autenticar; “Início” para consultar notificações, registrar entrada e saída de laboratórios e alterar preferências; “Configurações” para alterar o tempo entre notificações e “Versão” para consultar a versão em uso do aplicativo.




4) Realizar autenticação no aplicativo

Esta etapa é necessária para o uso de todas as próximas funcionalidades do aplicativo. Ao utilizar o aplicativo pela primeira vez, esta é a primeira tela que deve aparecer:



The screenshot shows the 'Issues Authenticator' app interface. At the top, there is a blue header bar with a white hamburger menu icon on the left and the text 'Issues Authenticator' in white. Below the header, there are two input fields: the first is labeled 'Identificação' and the second is labeled 'Senha de acesso'. Both fields are currently empty. At the bottom of the screen, there is a blue rectangular button with the white text 'TESTAR E SALVAR'.

O usuário deve preencher os campos com as informações dadas previamente pelo laboratório e apertar o botão “Testar e salvar”.




This screenshot shows the same 'Issues Authenticator' app interface, but now with data entered in the fields. The 'Identificação' field contains the number '114144779'. The 'Senha de acesso' field is filled with ten dots, indicating a password. A dark grey alert dialog box is overlaid on the bottom half of the screen. The dialog has a title 'Alert' and a message 'Entrada registrada com com sucesso'. In the bottom right corner of the dialog, there is a blue 'OK' button.


Aperte em “OK” e o aplicativo estará pronto para uso.

5) Registrar entrada


Para registrar sua entrada num laboratório, o usuário deve ir ao “Menu” e selecionar “Início”, caindo na seguinte tela:



Para fazer o registro de entrada, o usuário deve antes selecionar em qual laboratório ele está presente, podendo escolher entre os dois laboratórios atualmente cobertos pelo sistema.




Após selecionar um dos laboratórios, o usuário está pronto para registrar sua entrada e deve apertar o botão “Registrar Entrada”. A seguinte mensagem aparecerá, caso o registro tenha sido feito com sucesso:




6) Registrar saída

Similarmente ao “Registrar entrada”, o usuário deve ir ao “Menu”, selecionar “Início” e selecionar a aba “Registro”, caindo na seguinte tela:




Após isso, deve apertar botão “Registrar Saída” para que seu registro de saída seja feito com sucesso.



7) Visualizar notificações


Para visualizar suas notificações, o usuário deve ir ao “Menu”, selecionar “Início” e selecionar a aba “Notificações”:



Para ler qualquer uma das notificações, o usuário deve selecionar uma delas para poder abrí-la.

8) Alterar preferências

Para visualizar suas notificações, o usuário deve ir ao “Menu”, selecionar “Início” e selecionar a aba “Preferências”:



O usuário pode escolher um dos laboratórios, de modo que suas preferências para cada laboratório sejam únicas e não interfiram nas preferências do outro. Para alterar os valores de Temperatura, Luminosidade e/ou Umidade, o usuário deve apertar no botão “Editar”. Assim, o usuário passará a receber notificações sempre que as condições atuais do laboratório se encontrarem diferentes das escolhidas nessa aba.

9) Verificar versão do aplicativo

Para verificar a versão do aplicativo instalada no aplicativo, o usuário deve ir ao “Menu” e selecionar “Versão”, caindo na seguinte tela:

